

vitalpeak



VITALPEAK HP 40

ENG INSTRUCTIONS FOR USE

VITALPEAK HP 40 Heated boot

Thank you for purchasing VITALPEAK

Safety precautions

- Read carefully enclosed safety instructions.
- To use the product properly, consult the latest version of the user’s manual available at www.vitalpeak.info.
- Never use the appliance folded and never cover the controller.
- Never use damaged appliance (damaged power cable and other damages - broken heating material, etc.)
- Never repair broken appliance. Contact the producer or the shop where you purchased the appliance.
- Do not break the product with sharp object or pin the appliance with them.
- If the controller flashes, it indicates it is not connected properly with the heating appliance. Turn the appliance off and check the connection of the controller with the heating appliance.
- Use the appliance under continuous supervision and never leave it on unkept. The appliance should not be used by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, without the need for an adult responsible for their safety.
- Do not use the appliance close to liquids that could spill out on the product. In such a case, immediately disconnect the appliance from the wall plug and clean it in accordance with the rules in the "Cleaning and Maintenance" article and have it dry completely.

Use of the product

- Make sure heating is set to 0 position on the controller.
- Check every part is connected properly – the connection between the controller and the heating appliance is to be firm.
- Connect the appliance in the wall plug.
- Select desired heating mode:
 - 0 - The appliance is off and it is not heating.
 - 1 - Low performance (recommended for a longer use).
 - 2 - Medium performance
 - 3 - High performance
- For repeated later use, switch the controller to 0 position and unplug the appliance from the grid.

Automatic switch off

- The appliance is equipped with the function of automatic switch off after 90 minutes of operation.
- If you want to use the appliance again, set the controller to the 0 position for 10 seconds, then switch the appliance on again. After you finish using the appliance, set the 0 position on the controller and unplug the appliance from the grid.

Cleaning and Maintenance

CAUTION! Always unplug the appliance from the grid before cleaning as there is the risk of electric shock.

- The controller must never be exposed to humidity or water. Clean only the heating appliance.
- Do not wash the heating appliance in the washing machine, spin-dry, dry in a dryer, wring, iron nor take it to the dry cleaners.
- Clean the appliance with a damp cloth or a sponge.
- The inner lining of the boot can be removed and washed in hand or in washing machine with a gentle program with maximum temperature of 30 °C.
- Never dry the appliance by switching it on.
- Use the appliance when it is completely dry.

Storage

- Always have the appliance cooled down before storage. Otherwise it may get damaged.
- Fold the heating appliance gently to avoid breaking. Never stack anything on the appliance when stored.
- Handle the supply cable carefully. Do not break it or wrap around the appliance.
- Store in cold, dry and safe environment out of reach of children.

Specifications:

Voltage: 220 V - 240 V ~50 Hz
Output power: 100 W
You can download the latest version of the manual here:
www.vitalpeak.eu

FR	MODE D'EMPLOI
----	---------------

VITALPEAK HP 40 Botte chauffante

Nous vous remercions d’avoir acheté un article VITALPEAK

Consignes de sécurité

- Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité qui accompagnent le produit.
- Fin d'utiliser le produit correctement, veuillez consulter la dernière version du mode d'emploi qui est disponible sur www.vitalpeak.info.
- Ne jamais utiliser l'appareil lorsqu'il est plié et ne jamais couvrir la commande.
- Ne jamais utiliser un appareil endommagé (cordon d'alimentation endommagé ou autres dommages - équipement de chauffage détérioré, etc.)
- Nous jamais réparer un appareil endommagé. Veuillez contacter le fabricant ou l'établissement où vous avez acheté l'appareil concerné
- Ne pas endommager le produit en utilisant des objets tranchants ou des épingles.
- Si le voyant de la commande clignote, cela indique qu'elle n'est pas correctement connectée à l'appareil chauffant. Éteindre l'appareil et vérifier la connexion entre la commande et l'appareil chauffant.
- Utiliser l'appareil en le surveillant constamment et ne jamais le laisser allumé sans surveillance. L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, si la personne chargée de leur sécurité n'est pas présente.
- Ne pas utiliser l'appareil à proximité de liquides susceptibles d'éclabousser sur le produit. Si cela se produit, débrancher immédiatement l'appareil de la prise murale et le nettoyer en suivant la procédure expliquée sous la rubrique « Nettoyage et entretien ». Laisser l'appareil sécher complètement.

Comment utiliser le produit

- S'assurer que la commande est sur la position de chauffage 0.
- Vérifier que chaque élément est bien connecté - la connexion entre la commande et l'appareil chauffant doit être ferme.
- Brancher l'appareil sur la prise murale.
- Choisir le mode de chauffage souhaité.
 - 0 - L'appareil est hors-tension et ne chauffe pas.
 - 1 - Rendement faible (recommandé pour une utilisation prolongée)
 - 2 - Rendement moyen
 - 3 - Rendement élevé
- Si vous souhaitez utiliser l'appareil plus tard, mettre la commande sur 0 et débrancher l'appareil de la prise.

Extinction automatique

- L'appareil est équipé d'une fonction d'extinction automatique activée après 90 minutes d'opération.
- Si vous souhaitez utiliser l'appareil à nouveau, mettre la commande sur 0 pour 10 secondes et, ensuite, rallumer l'appareil. Lorsque vous avez fini d'utiliser l'appareil, mettre la commande sur 0 et débrancher l'appareil de la prise.

Nettoyage et Entretien

ATTENTION! Toujours débrancher l'appareil de la prise avant de le nettoyer, sinon il existe un risque d'électrocution.

- La commande ne doit jamais être exposée à l'humidité ou à l'eau. Nettoyer uniquement l'appareil chauffant.
- Ne pas laver l'appareil chauffant dans la machine à laver, ne pas l'essorer, ne pas le sécher dans un sèche-linge, ne pas le tordre, ne pas le repasser ni le confier pour nettoyage à sec.
- Nettoyer l'appareil à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge humide.
- La doublure de la botte peut être retirée et lavée à la main ou à la machine à laver, au programme pour linge délicat à température maximale de 30 °C.

- Ne jamais sécher l'appareil en l'allumant.
- Utiliser l'appareil une fois complètement sec.

Entreposage

- Toujours laisser refroidir l'appareil avant de le ranger. Sinon, il peut être endommagé.
- Plier l'appareil chauffant sans forcer, pour éviter de l'endommager. Ne jamais empiler des objets sur l'appareil lorsque celui-ci est rangé.
- Manipuler le cordon d'alimentation avec attention. Ne pas le plier ni l'enrouler autour de l'appareil.
- Ranger l'appareil dans un endroit frais, sec et sûr, hors de la portée des enfants.

Spécifications:

Tension: 220 V - 240 V ~50 Hz
Puissance de sortie: 100 W
Vous pouvez télécharger la dernière version du mode d'emploi ici:
www.vitalpeak.eu

IT	ISTRUZIONI PER USO
----	--------------------

VITALPEAK HP 40 Scarpone riscaldato

Grazie per aver acquistato VITALPEAK

Misure di sicurezza

- Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza incluse.
- Per un uso corretto del prodotto, consultare la versione più recente del manuale per l'utente, disponibile al www.vitalpeak.info.
- Non utilizzare mai l'apparecchio se piegato e non coprire mai il controller.
- Non mettere mai in funzione un apparecchio danneggiato (un cavo di alimentazione danneggiato o altri danni visibili, elemento riscaldante rotto, ecc.)
- Non tentare mai di riparare l'apparecchio. Contattare il produttore o o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.
- Non usare oggetti affilati per aprire néanche traffigare la batteria con un oggetto appuntito.
- Se la luce del controller lampeggia, significa che esso non è collegato correttamente all'apparecchio di riscaldamento. Spegnere l'apparecchio e controllare il collegamento del controller con l'apparecchio di riscaldamento.
- Utilizzare l'apparecchio sotto continua supervisione e non lasciare mai l'apparecchio incustodito. L'apparecchio non è pensato per essere utilizzato da bambini o persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, a meno che l'uso avvenga sotto la supervisione di una persona responsabile per la loro sicurezza.
- Non utilizzare l'apparecchio vicino all'acqua o altri liquidi che potrebbero entrare nelle aperture. In tal caso, scollegare l'apparecchio dalla presa a muro prima di pulire seguendo le procedure descritte nella sezione "Pulizia e manutenzione" e farlo asciugare completamente.

Uso del prodotto

- Assicurarsi che il riscaldamento sia impostato sulla posizione 0 sul controller.
- Verifica che ogni parte sia collegata correttamente: il collegamento del controller con l'apparecchio di riscaldamento deve essere fatto in modo saldo.
- Collegare l'apparecchio alla presa a muro.
 - 0 - L'appareil est hors-tension et ne chauffe pas.
 - 1 - Rendement faible (recommandé pour une utilisation prolongée)
 - 2 - Rendement moyen
 - 3 - Rendement élevé
- Si vous souhaitez utiliser l'appareil plus tard, mettre la commande sur 0 et débrancher l'appareil de la prise.

Spagnimento automatico

- L'apparecchio dispone di una funzione di autospegnimento dopo 90 minuti di inattività.
- Se si desidera utilizzare nuovamente l'apparecchio, impostare il controller sulla posizione 0 per 10 secondi, quindi riaccendere l'apparecchio. Dopo l'uso, portare il controller sulla posizione 0 sul controller e scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica.

Pulizia e manutenzione

ATTENZIONE! Scollegare sempre l'apparecchio dalla rete elettrica prima di pulirlo poiché esiste il rischio di scosse elettriche.

- Il controller non deve mai essere esposto a umidità o acqua. Pulire solo il dispositivo di riscaldamento.
- Non lavare la caldaia in lavatrice, non centrifugare, asciugare in asciugatrice, strizzare, stirare e non portarla in lavanderia.
- Pulire l'apparecchio con un panno umido o una

- spugna.
- Il rivestimento interno dello stivale può essere sferoderato e lavato a mano o in lavatrice con un programma delicato con temperatura massima di 30 °C.
- Non asciugare mai l'apparecchio accendendolo.
- Utilizzare l'apparecchio quando è completamente asciutto.

Conservazione

- Far raffreddare sempre l'apparecchio prima di spostarlo o riporlo. Altrimenti potrebbe danneggiarsi.
- Piegare delicatamente il dispositivo di riscaldamento per evitare danni eventuali. Non impilare mai nulla sull'apparecchio quando è riposto.
- Maneggiare con cura il cavo di alimentazione. Non romperlo o avvolgerlo intorno all'apparecchio.
- Conservare in un ambiente freddo, asciutto e sicuro, fuori dalla portata dei bambini.

Specifica:

Voltaggio: 220 V - 240 V ~50 Hz
Potenza in uscita: 100 W
Scaricare la versione più recente del manuale qui:
www.vitalpeak.eu

ES	INSTRUCCIONES DE USO
----	----------------------

VITALPEAK HP 40 Calentador de pies

Muchas gracias por elegir el producto VITALPEAK

Aviso de seguridad

- Lea atentamente las instrucciones de seguridad adjuntas.
- Para un manejo adecuado del producto,lea la última versión del manual, que se puede descargar en: www.vitalpeak.info
- Nunca use el producto en un estado plegado y nunca cubra el regulador de potencia.
- Nunca use aparato dañado (cable de alimentación dañado y otros daños, material de calefacción dañado, etc.)
- Nunca repare el equipo dañado. Comuníquese con el fabricante o la tienda en el que se compró el dispositivo.
- No dañe ni perforo el aparato con objetos afilados.
- Si el regulador encendido parpadea, esto indica que no está bien conectado al dispositivo de calefacción. Apague el aparato y verifique la conexión entre el regulador y el dispositivo de calefacción.
- Utilice el aparato bajo control constante y nunca lo deje conectado sin supervisión. El aparato no debe ser utilizado por niños o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, sin un adulto responsable de su seguridad.
- No utilice el aparato cerca de líquidos que puedan derramarse sobre el dispositivo. Si esto sucede, desenchufe el aparato inmediatamente, límpielo de acuerdo con las reglas del artículo „Limpieza y mantenimiento" y deje que se seque por completo.

Indicaciones de uso del producto

- Asegúrese de que el nivel de temperatura 0 esté seleccionado en el regulador.
- Verifique que todo esté bien conectado; la conexión entre el regulador y el sistema de calefacción debe ser segura.
- Conecte el aparato a la toma.
 - 0 - L'apparecchio è spento e non riscalda.
 - 1 - Prestazione basso (consigliato per un utilizzo prolungato).
 - 2 - Prestazione media
 - 3 - Prestazione alta
- Per un uso successivo ripetuto, portare il controller sulla posizione 0 e scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica.

Parada automática

- El aparato tiene una función de apagado automático después de 90 minutos de funcionamiento.
- Si desea volver a utilizar el aparato, gire el regulador a la posición 0 por un tiempo de 10 segundos y el aparato se pone en marcha de nuevo. Después del uso, seleccione la posición 0 en el control remoto nuevamente y desenchufe el aparato de la toma de corriente

Limpieza y mantenimiento

ATENCIÓN! Desenchúfe siempre el aparato antes de limpiarlo, de lo contrario existe riesgo de descarga eléctrica.

- El regulador nunca debe exponerse a la humedad o al agua. Limpiar únicamente el dispositivo de calentamiento.
- No lave el calentador de pies en la lavadora, no lo centrifugue, no seque en secadora, no

- lo estruje, planche y no haga limpiarlo en la tintorería
- Limpie el aparato con un paño húmedo o una esponja.
- El forro interior del zapato se puede quitar y lavar a mano o en lavadora para un programa suave con una temperatura máxima de 30 ° C.
- Nunca seque el dispositivo encendiéndolo
- No use el aparato hasta que esté completamente seco

Conservación

- Deje siempre que el aparato se enfrie antes de guardarlo. De lo contrario, puede dañarse
- Doble el calentador de pies con cuidado para evitar que se rompa. Nunca coloque nada sobre él durante el almacenamiento
- Manipule el cable de alimentación con cuidado. No lo rompa ni lo enrolle alrededor del aparato
- Manténga el aparato en un ambiente fresco, seco y seguro fuera del alcance de los niños.

Especificaciones:

Tensión: 220 V - 240 V ~50 Hz
Consumo de potencia: 100 W
Descargue la última versión del manual aquí:
www.vitalpeak.eu

DE	GEBRAUCHSANWEISUNG
----	--------------------

VITALPEAK HP 40 Beheizter Schuh

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt VITALPEAK entschieden haben
--

Sicherheitshinweise

- Lesen Sie die beiliegenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.
- Lesen Sie zur ordnungsgemäßen Handhabung des Produkts die neueste Version des Handbuchs, die unter www.vitalpeak.info heruntergeladen werden kann.
- Verwenden Sie das Gerät niemals in einem zusammengesetzten Zustand und decken Sie niemals die Fernbedienung ab.
- Verwenden Sie niemals beschädigte Ausrüstung (beschädigtes Netzkabel und andere Beschädigungen - beschädigtes Heizmaterial usw.)
- Reparieren Sie niemals beschädigte Geräte. Wenden Sie sich an den Hersteller oder das Geschäft, in dem Sie das Gerät gekauft haben.
- Beschädigen oder intuschen Sie das Gerät nicht mit scharfen Gegenständen.
- Wenn der eingeschaltete Regler blinkt, weist dies darauf hin, dass er nicht richtig an das Heizgerät angeschlossen ist. Schalten Sie das Gerät aus und überprüfen Sie die Verbindung zwischen Regler und Heizgerät.
- Verwenden Sie das Gerät unter ständiger Aufsicht und lassen Sie es niemals unbeaufsichtigt eingeschaltet. Das Gerät darf nicht von Kindern oder Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten verwendet werden, ohne einen Erwachsenen, der für ihre Sicherheit verantwortlich ist.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Flüssigkeiten, die auf das Gerät gelangen könnten. Ziehen Sie in diesem Fall sofort den Netzstecker aus der Steckdose, reinigen Sie das Gerät gemäß den Regeln im Artikel „Reinigung und Wartung" und lassen Sie es vollständig trocken.

Verwendung des Produkts

- Stellen Sie sicher, dass am Regler die Temperaturstufe 0 ausgewählt ist.
- Überprüfen Sie, ob alles gut angeschlossen ist - die Verbindung zwischen der Steuerungseinheit und dem Heizgerät sollte sicher sein.
- Stecken Sie das Gerät in die Steckdose.
- Wählen Sie den entsprechenden Heizmodus:
 - 0 - das Gerät ist ausgeschaltet und heizt nicht auf
 - 1 - Niedrige Leistung (empfohlen für längere Nutzung)
 - 2 - Mittlere Leistung
 - 3 - Hohe Leistung
- Schalten Sie den Regler nach Gebrauch wieder auf Position 0 und trennen Sie das Gerät vom Stromnetz

Automatische Abschaltung

- Das Gerät verfügt nach 90 Minuten Betrieb über eine automatische Abschaltfunktion
- Wenn Sie das Gerät erneut verwenden möchten, drehen Sie den Regler 10 Sekunden lang auf Position 0 und schalten Sie das Gerät erneut ein. Wählen Sie nach Gebrauch erneut Position 0 auf dem Regler und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose

Reinigung und Instandhaltung

ACHTUNG! Trennen Sie vor der Reinigung immer das Gerät vom Stromnetz, da sonst die Gefahr eines Stromschlags besteht.

- Der Regler darf niemals der Feuchtigkeit oder dem Wasser ausgesetzt werden. Reinigen Sie nur die Heizanlage.
- Waschen Sie das Heizgerät nicht in der Waschmaschine, schleudern Sie es nicht, trocknen Sie es nicht im Trockner, winden oder bügeln Sie es nicht, und stellen Sie es nicht in die chemische Reinigung.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch oder Schwamm.
- Die Innenseite des Schuhfutters kann entfernt und von Hand oder in der Waschmaschine für ein schonendes Programm mit einer maximalen Temperatur von 30 °C gewaschen werden.
- Trocknen Sie das Gerät niemals durch Starten.
- Verwenden Sie das Gerät erst, wenn es vollständig trocken ist.

Lagerung

- Lassen Sie das Gerät vor dem Lagern immer abkühlen. Andernfalls kann es beschädigt werden.
- Falten Sie das Heizgerät vorsichtig, damit es nicht bricht. Legen Sie während der Lagerung niemals etwas darauf.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Netzkabel um. Brechen Sie es nicht und wickeln Sie es nicht um das Gerät.
- Bewahren Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen und sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Spezifikation:

Spannung: 220 V - 240 V ~50 Hz
Leistung: 100 W
Laden Sie hier die neueste Version des Handbuchs herunter:
www.vitalpeak.eu

CZ	NÁVOD K POUŽITÍ
----	-----------------

VITALPEAK HP 40 Vyhřívaná bota

Děkujeme Vám za pořízení produktu VITALPEAK

Bezpečnostní upozornění

- Pozorně si přečtěte přibalené bezpečnostní upozornění.
- Pro správné zacházení s produktem čtěte nejaktuálnější verzi manuálu, které je ke stažení na stránce: www.vitalpeak.info
- Zařízení nikdy nepoužívejte ve složeném stavu a ovladač nikdy nezakrývejte.
- Nikdy nepoužívejte poškozené zařízení (poškozený napájecí kabel i jiná poškození – porušení výhřevný materiál atd.)
- Nikdy neopravujte poškozené zařízení.
- Nepoužívejte poškozené zařízení. Obratse sa na výrobcu či obchod, v ktorom ste zariadenie kúpili.
- Nepoškodzujte zariadenie ostrými predmetmi, ani ich dô nevpichujte.
- Zariadenie používajte pod neustálym dohľadom a nikdy ho nenechávajte zapnuté bez dozoru. Zariadenie by nemali používať deti alebo osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami bez dospéle osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
- Nepoužívajte zariadenie v okolí tekutín, ktoré by sa mohli na zariadenie vyliat'. V prípade, že k tomu dôjde, zariadenie okamžite odpojte od zásuvky, očistite ho pri dodržaní pravidiel v článku „Čistenie a údržba“ a nechajte kompletno vysušiť.
- Zařízení by nemělo být používáno dětmi nebo osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi bez dospělé osoby zodpovědné za jejich bezpečí.
- Nepoužívejte zařízení v okolí tekutin, které by se mohly na zařízení vylít'. V případě, že k tomu dojde zařízení okamžitě odpojte ze zásuvky očistěte při dodržení pravidel v článku „Čištění a údržba“ a nechte kompletně vysušiť.

Použití produktu

- Ujistěte se, že je na ovladači navolen stupeň teploty 0.
- Zkontrolujte, že je vše dobře zapojeno - spojení mezi ovladačem a výhřevným zařízením by mělo být pevné.
- Zapojte zařízení do zásuvky.
- Zvolte vhodný výhřevný režim:
 - 0 - zařízení je vypnuto a neheje
 - 1 - Nizký výkon (Doporučuje se pro delší použití)
 - 2 - Střední výkon
 - 3 - Vysoký výkon
- Po použití opět ovladač přepněte do polohy 0 a zařízení odpojte z elektrické sítě.

Automatické vypnutí

- Přístroj disponuje funkcí automatického vypnutí po 90 minutách provozu.
- Pokud chcete zařízení opět používat, uveďte ovladač do polohy 0 na 10 vteřin a zařízení opět zapněte. Po použití opět navolte polohu 0 na ovladači a zařízení vypojte ze zásuvky.

Čištění a údržba

POZOR! Vždy zařízení před čištním odpojte od elektrické sítě, jinak hrozí zranění elektrickým proudem.

- Ovladač nikdy nesmí být vystaven vlhku či vodě.

- Čistěte pouze vyhřívací zařízení.
- Vyhřevné zařízení neperte v pračce, neodstřeďteje, nesušte v sušičce, neždímejte nežehlete a nedávajte do čistírny.
- Zařízení čistěte vlhkým hadříkem nebo houbičkou.
- Vnitřní vstělkú boty lze vjmout a práť v ruce či pračce na šetrný program s maximální teplotou 30 °C.
- Nikdy zařízení nesušte tím, že ho spustíte.
- Zařízení používejte teprve až bude kompletně suché.

Uskladnění

- Před uskladněním nechte zařízení vždy vychladnúť. Jinak se může poškodit.
- Składajte vyhřevné zařízení jemně, aby nedocházelo k jeho lámání. Nikdy na něj při uskladnění nic nepokládejte.
- S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nelámajte ho, ani ho neomotávejte kolem zařízení.
- Uchovávejte v chladném, suchém a bezpečném prostředí mimo dosah dětí.

Specifikace:

Napětí: 220 V - 240 V ~50 Hz
Výkon: 100 W
Nejnovejší verzi manuálu stahujte zde:
www.vitalpeak.eu

SK	NÁVOD NA POUŽITIE
----	-------------------

VITALPEAK HP 40 Vyhřievaná topánka

Dakujeme vám za kúpu produktu VITALPEAK

Bezpečnostné upozornenia

- Pozorne si prečítajte pribalené bezpečnostné upozornenia.
- Pre správne zaobchádzanie s produktom čítajte najaktuálnejšiu verziu manuálu, ktorú si môžete stiahnuť na stránke: www.vitalpeak.info
- Zariadenie nikdy nepoužívajte v zloženom stave a ovládač nikdy nezakrývajte.
- Nikdy nepoužívajte poškodené zariadenie (poškodený napájací kábel aj iné poškodenia – porušení výhřevný materiál atd.)
- Nikdy neopravujte poškodené zariadenie.
- Obráťte sa na výrobcu či obchod, v ktorom ste zariadenie kúpili.
- Nepoškodzujte zariadenie ostrými predmetmi, ani ich dô nevpichujte.
- Ak zapnutý ovládač preblikáva, indikuje to, že nie je dobre prepojený s výhřevným zariadením. Vypnite zariadenie a skontrolujte spojenie ovládača a výhřevného zariadenia.
- Zariadenie používajte pod neustálym dohľadom a nikdy ho nenechávajte zapnuté bez dozoru. Zariadenie by nemali používať deti alebo osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami bez dospéle osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
- Nepoužívajte zariadenie v okolí tekutín, ktoré by sa mohli na zariadenie vyliat'. V prípade, že k tomu dôjde, zariadenie okamžite odpojte od zásuvky, očistite ho pri dodržaní pravidiel v článku „Čistenie a údržba“ a nechajte kompletno vysušiť.

Použitie produktu

- Uistite sa, že je na ovládači zvolený stupeň teploty 0.
- Zkontrolujte, či je všetko dobre zapojené - spojenie medzi ovladačom a výhřevným zariadením by malo byť pevné.
- Zapojte zariadenie do zásuvky.
- Zvolte vhodný výhřevný režim.
 - 0 – Zariadenie je vypnuté a neheje
 - 1 – Nizký výkon (odporúča sa na dlhšie použitie)
 - 2 – Stredný výkon
 - 3 – Vysoký výkon
- Po použití opäť ovládač prepnite do polohy 0 a zariadenie odpojte od elektrickej siete.

Automatické vypnutie

- Přístroj disponuje funkcíu automatického vypnutia po 90 minútach prevádzky.
- Ak chcete zariadenie opäť používať, uveďte ovládač do polohy 0 na 10 sekúnd a zariadenie opäť zapnite. Po použití opäť zvolte polohu 0 na ovládači a zariadenie odpojte od zásuvky.

Čistenie a údržba

- POZOR!** Zariadenie vždy pred čistením odpojte od elektrickej siete, inak hrozí zranenie elektrickým prúdom.
- Ovládač nikdy nesmie byť vystavený vlhku či vode. Čistite iba výhřevné zariadenie.
 - Vyhřevné zariadenie neperte v pračke, neodstřeďteje, nesušte v sušičke, nežýmkaje nežehlite a nedávajte do čistiarne.
 - Zariadenie čistite vlhkou handričkou alebo hubkou.

- Vnútornú výplň topánky je možné vybrať a prať v ruke alebo pračce na šetrnom programe s maximálnou teplotou 30 °C.
- Nikdy zariadenie nesušte tým, že ho spustíte.
- Zariadenie používajte až vtedy, keď bude kompletno suché.

Uskladnenie

- Pred uskladnením nechaťe zariadenie vždy vychladnúť. Inak sa môže poškodit.
- Składajte vyhřevné zariadenie jemne, aby nedocházalo k jeho lámaniu. Nikdy naň pri uskladnení nič nekladte.
- S napájacím káblom zaobchádzajte opatrne. Nelámte ho, ani ho neomotávejte okolo zariadenia.
- Uchovávejte v chladnom, suchom a bezpečnom prostredí mimo dosahu detí.

Specifikácia:

Napätie: 220 V – 240 V ~50 Hz
Výkon: 100 W
Najnovšiu verziu manuálu sťahujte tu:

5. Nigdy nie suszyć urządzenia włączając je
6. Urządzenia używać dopiero po całkowitym wyschnięciu.

Przechowywanie

1. Przed ułożeniem zawsze zacczekać na ostygnięcie urządzenia. W przeciwnym wypadku może się uszkodzić.

2. Składac ogrzewacz delikatnie, aby nie dochodziło do jego lamania. Nigdy podczas przechowywania nie kłaść nic na ogrzewacz.
3. Za kablem zasilajającym należy obchodzić się ostrożnie. Nie załamywać go ani nie owijać wokół urządzenia.

4. Przechowywać w chłodnym suchym i bezpiecznym miejscu poza zasięgiem dzieci.

Specyfikacja:

Napięcie: 220 V - 240 V ~50 Hz

Moc: 100 W

Najnowsza wersja instrukcji jest do pobrania tu:

www.vitalpeak.eu

HU	HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
-----------	----------------------------

VITALPEAK HP 40 Lábmeligítő

Köszönjük Önnek, hogy megvásárolta a VITALPEAK márká termékét!

Biztonsági figyelmeztetések

1. Figyelmesen olvassa el a csatlolt biztonsági figyelmeztetéseket.

2. A termék rendeltetészerű használatához olvassa el a használati útmutató legfrissebb változatát, az útmutatót a www.vitalpeak.info honlapról töltheti le.

3. A terméket összehajtogatott állapotban ne kapcsolja be, a működötét ne takarja le.

4. Ha a termék sérült, akkor azt használni tilos (pl. megsérült a hálózati vezeték, megsérült a termék felülete stb.).

5. A terméket önerőből javítani tilos. Forduljon a gyártóhoz vagy a termék eladóhoz.

6. A terméket óvja az éles és hegyes tárgyaktól, a terméket ne szúrja fel.

7. Ha a működtető villog, akkor ez arra figyelmezteti, hogy a működtető és a melegítő termék nincs megfelelően összekötve. Kapcsolja le a terméket, és ellenőrizze le a működtető és a melegítő termék csatlakoztatását.

8. A bekapcsolt terméket ne hagyja felügyelet nélkül. A terméket gyerekek, vagy szellemi és testi fogyatékos, vagy mozgásukban korlátozott személyek csak akkor használhatják, ha a bekapcsolt terméket felelős felnőtt személy folyamatosan felügyeli.

9. Ügyeljen arra, hogy a termékre víz vagy más folyadék ne folyjon rá. Amennyiben a termékre víz vagy más folyadék folyt rá, akkor a terméket azonnal kapcsolja le, és a tisztítással és karbantartással foglalkozó fejezetben leírtak szerint a terméket tisztítsa meg, majd tökéletesen szárítsa meg.

A termék használata

1. A működtetőt kapcsolja 0 állásba (kapcsolja le).

2. Csatlakoztassa a működtetőt a termékhöz, ügyeljen a megfelelő és biztonságos csatlakoztatásra.

3. A termék hálózati vezetékét csatlakoztassa az elektromos aljzathoz.

4. Kapcsolja be a kívánt melegítési üzemmódot: 0 – a termék ki van kapcsolva, nem melegít

1 - alacsony teljesítmény (hosszabb ideig tartó használathoz ajánljuk)
2 - közepes teljesítmény
3 - nagy teljesítmény

5. A használat után a működtetőt kapcsolja 0 állásba, majd a hálózati vezetékét is húzza ki az elektromos aljzatóból.

Automatikus kikapcsolás

1. A termék 90 perces használat után automatikusan kikapcsol.
2. A termék ismételt bekapcsolásához a működtetőt kapcsolja 10 másodpercig 0 állásba, majd a terméket kapcsolja be. A használat után a működtetőt kapcsolja 0 állásba, majd a hálózati vezetékét is húzza ki az elektromos aljzatóból.

Tisztítás és karbantartás

FIGYELMEZTETÉS! A tisztítás megkezdése előtt a termék hálózati vezetékét húzza ki az elektromos aljzatóból, ellenkező esetben áramütés érheti.

1. A terméket vízbe mártani vagy benedvesíteni tilos. Csak a melegítő részt tisztítsa.
2. A melegítő terméket mosógépben mosni, centrifugálni, szárítógépben szárítani, vasalni, facsarni vagy ruhatisztítóba tisztításra leadni tilos.
3. A terméket csak enyhén benedvesített ruhával vagy szivaccsal tisztítsa.
4. A lábmeligítő béléseit ki lehet venni és kézzel, vagy kímélő programmal mosógépben is szabad

mosni, a víz hőmérséklete nem lehet 30 °C-nál magasabb.

5. A terméket nem szabad a termék bekapcsolásával szárítani.
6. A terméket csak a tökéletes megszáradás után lehet bekapcsolni.

Tárolás

1. A termék eltárolása előtt várja meg a termék teljes lehűlését. Ellenkező esetben a termék meghibásodhat.
2. A terméket finoman összehajtogatja tárolja. A termékre ne helyezzen rá tárgyakat.
3. Bánjon óvatosan a hálózati vezetékkel. A hálózati vezetékét ne törje meg és ne csavarja fel a termékre.
4. A terméket száraz, pormentes, biztonságos és gyerekektől elzárt helyen tárolja.

Specifikáció:

Szefültség: 220 V - 240 V ~50 Hz

Teljesítmény: 100 W

A legújabb útmutató itt tölthető le:

www.vitalpeak.eu

RO	INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
-----------	----------------------------------

VITALPEAK HP 40 Pantof încălzit

Vă mulțumim că ați cumpărat un produs VITALPEAK

Avertizări de siguranță:

1. Citiiți cu atenție instrucțiunile de siguranță atașate.
2. Pentru o operare corectă a produsului, citiți cea mai recentă versiune a manualului, care poate fi descărcată de pe site-ul web: www.vitalpeak.info
3. Nu utilizați niciodată dispozitivul în stare pliată și nu acoperiți niciodată controlerul.
4. Nu utilizați niciodată dispozitive deterioarate (cablul de alimentare deteriorat și alte deteriorări - material de încălzire deteriorat etc.)
5. Nu reparați niciodată un dispozitiv deteriorat.
Apeleți la producător sau la magazinul de unde ați cumpărat dispozitivul.
6. Nu deteriorați și nu perforați dispozitivul cu obiecte ascuțite.
7. Dacă controlerul pornit clipește, acesta indică faptul că nu este bine conectat la dispozitivul de încălzire. Opriți dispozitivul și verificați conexiunea dintre controler și dispozitivul de încălzire.
8. Utilizați dispozitivul sub supraveghere permanentă și nu îl lăsați niciodată pornit nesupravegheat. Dispozitivul nu trebuie utilizat de către copii sau persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, fără a fi supravegheate de un adult.
9. Nu utilizați dispozitivul în apropierea unor lichide care ar putea curge pe dispozitiv. Dacă se întâmplă acest lucru, deconectați imediat dispozitivul, curățați-l în conformitate cu regulile din articolul „Curățare și întreținere” și lăsați-l să se usuce complet.

Utilizarea produsului

1. Asigurați-vă că pe controler este selectat nivelul de temperatură 0.

2. Verificați dacă totul este bine conectat - conexiunea dintre controler și sistemul de încălzire ar trebui să fie sigură.

3. Conectați dispozitivul la priză.
4. Selectați modul de încălzire corespunzător:
0 - dispozitivul este pornit și nu încălzeste
1 - Putere mică (Se recomandă dacă se utilizează mai mult timp)
2 - medie
3 - mare
5. A használat után a működtetőt kapcsolja 0 állásba, majd a hálózati vezetékét is húzza ki az elektromos aljzatóból.

Oprirea automată

1. Dispozitivul are o funcție de oprire automată după 90 de minute de funcționare.
2. Dacă doriți să utilizați din nou dispozitivul, comutați controlerul în poziția 0 timp de 10 secunde și reporniți dispozitivul. După utilizare, selectați din nou poziția 0 de pe controler și deconectați dispozitivul.

Curățarea și întreținerea

ATENȚIE! Deconectați întotdeauna dispozitivul înainte de curățare, în caz contrar există riscul de electrocutare.

1. Controlerul nu trebuie expus niciodată la umezeală sau apă. Curățați numai dispozitivul de încălzire.
2. Nu spălați dispozitivul de încălzire în mașina de spălat, nu centrifugați, nu uscați în uscător, nu stoarceți, nu calcați, și nu îl duceți la curățătorie
3. Curățați dispozitivul cu o lavetă umedă sau cu un burete.
4. Căptușeala interioară a pantofului poate fi

îndepărtată și spălată manual sau la mașina de spălat, cu un program delicat și la o temperatură maximă de 30 °C.

5. Nu uscați niciodată dispozitivul pornindu-l.
6. Utilizați dispozitivul numai când este complet uscat

Depozitarea

1. Lăsați întotdeauna dispozitivul să se răcească înainte de depozitare. Altfel, se poate deteriora.
2. Pliati ușor dispozitivul de încălzire pentru a preveni ruperea acestuia. Nu așezați niciodată nimic pe dispozitiv în timpul depozitării
3. Manipulați cu atenție cablul de alimentare. Nu îl îndoiți și nu îl înfășurați în jurul dispozitivului.
4. A se păstra într-un loc răcoros, uscat și sigur și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Specificații:

Tensiunea: 220 V - 240 V ~50 Hz

Putere: 100 W

Cea mai nouă versiune a manualului se poate descărca aici: **www.vitalpeak.eu**

SL	NAVODILA ZA UPORABO
-----------	----------------------------

VITALPEAK HP 40 Grijana čizma

Hvala što ste kupili proizvod VITALPEAK

HR

UPUTE ZA UPORABU

Mjere predostrožnosti

1. Pažljivo pročitate priložene sigurnosne upute.
2. Da biste pravilno upotrebljavali proizvod, pročitate najnoviju verziju korisničkog priručnika dostupnog na adresi www.vitalpeak.info
3. Nikad nemojte koristiti aparat presavijen i nikad nemojte pokrivati upravljač.
4. Nikad nemojte koristiti oštećeni upravljač (oštećeni kabel napajanja i druga oštećenja - oštećen materijal za grijanje i sl.)
5. Nikad nemojte popravljati pokvareni aparat. Obratite se proizvođaču ili trgovini u kojoj ste kupili aparat.
6. Nemojte lomiti ili pričvršćivati proizvod oštrim objektom.
7. Ako upravljač trepće, to označava da nije pravilno spojen s aparatom za grijanje. Isključite aparat i provjerite vezu upravljača s aparatom za grijanje.
8. Aparat koristiti pod stalnim nadzorom i nemojte ga ostavljati uključenog bez nadzora. Aparat ne smiju koristiti djeca ili osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima bez nadzora odrasle osobe odgovorne za njihovu sigurnost.
9. Nemojte koristiti aparat u blizini tekućina koje bi se mogle proljati na proizvod. U tom slučaju, odmah odspojite aparat iz zidne utičnice i očistite ga u skladu s pravilima u članku „Čišćenje i održavanje” te ga u potpunosti osušite.

Uporaba izdelka

1. Preverite, ali je ogrevanje na upravljalniku nastavljeno u položaj 0.
2. Preverite, ali je vsak del pravilno povezan in ali je povezava med upravljalnikom in grelno napravo čvrsta.
3. Napravo vklopite v stensko vtičnico.
4. Izberite zelen način ogrevanja:
0 – Naprava je izklopljena in ne ogreva.
1 – Šibko delovanje (priporočeno za daljšo uporabo)
2 – Srednje delovanje
3 – Močno delovanje
5. Aparat priključite na zidnu utičnico.
6. Odsaberite željeni režim grijanja:
0 - Aparat je isključen i ne grije.
1 - Slabe performanse (preporučeno za dulju uporabu).
2 - Srednje performanse
3 - Visoke performanse
5. Za kasniju ponovljenu uporabu prebacite upravljač u položaj 0 i odspojite aparat iz mreže.

Automatsko isključivanje

1. Aparat je opremljen funkcijom automatskog isključivanja nakon 90 minuta rada.
2. Ako želite ponovno koristiti aparat, upravljač postavite u položaj 0 na 10 sekundi, a zatim ponovno uključite aparat. Nakon što završite korištenje aparata, postavite položaj 0 na upravljaču i odspojite aparat iz strujne mreže.

Čišćenje i održavanje

OPREZI! Uvijek odspojite aparat iz strujne mreže prije čišćenja jer u suprotnom postoji rizik od strujnog udara.

1. Upravljač nikad ne smije biti izložen vlazi ili vodi. Čistite samo aparat za grijanje.
2. Nemojte prati aparat za grijanje u perilici za rublje, koristiti centrifugu, sušiti u sušilici, zavrtati, glačati ili nositi na kemijsko čišćenje.
3. Aparat čistite vlažnom krpom ili spužvom.
4. Unutarnja podstava čizme može se ukloniti i prati ručno ili u perilici za rublje na programu za nježno rublje sa što manjim brojem okretaja i maksimalnom temperaturom od 30 °C.
5. Nikad ne sušite aparat tako da ga uključite.
6. Aparat koristite samo kad je potpuno suh.

Sklađištenje

1. Uvijek pustite da se aparat ohladi prije skladištenja. U suprotnom bi se mogao oštetiti.
2. Nježno presavijte aparat za grijanje kako se ne bi oštetio. Nikad nemojte bilo što slagati na aparat dok ga skladištite.
3. Pažljivo rukujte kabeom napajanja. Nemojte ga prelomiti ili omotati oko aparata.
4. Pohranite na hladnom suhom i sigurnom okruženju van dohvata djece.

Specifikacije:

Napon: 220 V - 240 V ~50 Hz

Izlazna snaga: 100 W

Najnoviju verziju priručnika možete preuzeti ovdje: **www.vitalpeak.eu**

SL	NAVODILA ZA UPORABO
-----------	----------------------------

VITALPEAK HP 40 Ogrevan škorenj

Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka VITALPEAK

SL	NAVODILA ZA UPORABO
-----------	----------------------------

Varnostni ukrepi

1. Natančno preberite priložena varnostna navodila.
2. Za pravilno uporabo izdelka glejte najnovejšo različico uporabniškega priručnika, ki je na voljo na strani www.vitalpeak.info
3. Nikar ne uporabljate, če je prepoznjena, in upravljalnika nikoli z ničemer ne pokrivajte.
4. Nikoli ne uporabljajte poškodovane naprave (poškodovan napajalni kabel in druge poškodbe, npr. poškodovan grelni material ipd.).
5. Pokvarjene naprave nikoli ne popravljajte. Obrnite se na proizvajalca ali trgovino, kjer ste napravo kupili.
6. Izdelka ne predrite ali pritirjute z ostrim predmetom.
7. Če upravljalnik utripa, to pomeni, da ni pravilno povezan z grelno napravo. Napravo izklopite in preverite povezavo upravljalnika z grelno napravo.
8. Napravo uporabljajte pod stalnim nadzorom in je nikoli ne pustite vklopljene brez nadzora. Naprave ne smejo uporabljati otroci ali osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutilnimi ali duševnimi sposobnostmi, ki niso pod nadzorom odrasle osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost.
9. Naprave ne uporabljajte v bližini tekočin, ki bi se lahko polile nanjo. Če se to zgodi, napravo takoj izklopite iz stenske vtičnice in jo očistite skladno z navodili v razdelku »Čiščenje in vzdrževanje« ter jo povsem osušite.

Uporaba izdelka

1. Preverite, ali je ogrevanje na upravljalniku nastavljeno v položaj 0.
2. Preverite, ali je vsak del pravilno povezan in ali je povezava med upravljalnikom in grelno napravo čvrsta.
3. Napravo vklopite v stensko vtičnico.
4. Izberite zelen način ogrevanja:
0 – Naprava je izklopljena in ne ogreva.
1 – Šibko delovanje (priporočeno za daljšo uporabo)
2 – Srednje delovanje
3 – Močno delovanje
5. Aparat priključite na zidnu utičnico.
6. Odsaberite željeni režim grijanja:
0 - Aparat je isključen i ne grije.
1 - Slabe performanse (preporučeno za dulju uporabu).
2 - Srednje delovanje
3 - Visoke performanse
5. Za ponovno uporabo prestavite upravljalnik v položaj 0 in napravo izklopite iz napajanja.

Samodejni izklop

1. Naprava je opremljena s funkcijo samodejnega izklopa, ki se aktivira po 90 minutah delovanja.
2. Če želite napravo znova uporabljati, upravljalnik prestavite v položaj 0 za 10 sekund, nato pa napravo znova vklopite. Ko napravo nehate uporabljati, upravljalnik prestavite v položaj 0 in napravo izklopite iz napajanja.

Samodejni izklop

1. Naprava je opremljena s funkcijo samodejnega izklopa, ki se aktivira po 90 minutah delovanja.
2. Če želite napravo znova uporabljati, upravljalnik prestavite v položaj 0 za 10 sekund, nato pa napravo znova vklopite. Ko napravo nehate uporabljati, upravljalnik prestavite v položaj 0 in napravo izklopite iz napajanja.

Čišćenje i održavanje

PREVIDNO! Pred čišćenjem napravo vedno izklopite iz napajanja, saj lahko v nasprotnem primeru pride do električnega udara.

1. Upravljalnik ne sme biti nikoli izpostavljen vlagi ali vodi. Očistite samo grelno napravo.
2. Grelne naprave ne perite v pralnem stroju, ne centrifugirajte, je ne sušite v sušilniku, ožemajte, likajte ali kemično čistite.
3. Napravo očistite z vlažno krpo ali gobico.
4. Notranja podloga škornja se lahko odstrani in opere ročno ali v pralnem stroju s programom za nežno pranje in največjo temperaturo 30 °C.
5. Naprave nikoli ne sušite tako, da jo vklopite.
6. Napravo uporabljajte samo, ko je povsem suha.

Shranjevanje

1. Pred shranjevanjem vedno počakajte, da se naprava ohladi. V nasprotnem se lahko poškoduje.
2. Grelno napravo nežno zložite, da se ne poškoduje. Med shranjevanjem nanjo nikoli

ničesar ne polagajte.

3. Z napajalnim kablom ravnajte previdno. Ne zvijajte ga in ga ne ovijajte okrog naprave.
4. Shranite jo na hladnem, suhem in varnem mestu, zunaj dosega otrok.

Specifikacije:

Napetost: 220 V - 240 V ~50 Hz

Izhodna moč: 100 W

Najnovije različico priručnika lahko prenesete tukaj: **www.vitalpeak.eu**

BG	ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА
-----------	-------------------------------

VITALPEAK HP 40 Отопляеми ботуши

Благодарим ви, че закупихте VITALPEAK

Мерки за безопасност

1. Прочетете внимателно приложените инструкции за безопасност.
2. За да използвате продукта правилно, направете справка с последната версия на ръководството за потребителя, достъпна на www.vitalpeak.info.
3. Никога не използвайте уреда сгънат и никога не покривайте контролера.
4. Никога не използвайте повреден уред (повреден изхранващ кабел и други повреди - счупен нагревателен материал и др.)
5. Никога не поправяйте счупен уред. Свържете се с производителя или магазина, от който сте закупили уреда.
6. Не дупчете продукта с остри предмети и не закрепвайте уреда с тгх.
7. Ако контролерът мига, това означава, че не е свързан правилно с отоплителния уред. Изключете уреда и проверете връзката на контролера с отоплителния уред.
8. Използвайте уреда под непрекъснато наблюдение и никога не го оставайте без надзор. Уредът не трябва да се използва от деца или лица с намалени физически, сензорни или умствени способности, без присъствието на възрастни, който да отговаря за тяхната безопасност.
9. Не използвайте уреда близо до точности, които могат да се разлят върху продукта. В такъв случай незабавно изключете уреда от щепсела на стената и го почистете в съответствие с правилата в раздел „Почистване и поддръжка“ и го оставете да изсъхне напълно.
10. Не използвайте уреда близо до точности, които могат да се разлят върху продукта. В такъв случай незабавно изключете уреда от щепсела на стената и го почистете в съответствие с правилата в раздел „Почистване и поддръжка“ и го оставете да изсъхне напълно.

Използване на продукта

1. Уверете се, че отоплението е настроено на 0 на контролера.
2. Проверете дали всяка част е свързана правилно - връзката между контролера и отоплителния уред трябва да бъде стабилна.
3. Свържете уреда към щепсела на стената.
4. Изберете желаниа режим на отопление.
0 - Уредът е изключен и не се загрява
1 - Ниска производителност (препоръчва се за по-продължителна употреба)
2 - Средна производителност
3 - Висока производителност
5. За повторна употреба по-късно, превключете контролера в положение 0 и изключете уреда от мрежата.

Автоматично изключване

1. Уредът е оборудван с функция за автоматично изключване след 90 минути работа.
2. Ако искате да използвате уреда отново, поставете контролера в положение 0 за 10 секунди, след което включете уреда отново.
3. След като приключите с уреда, задайте позицията 0 на контролера и изключете уреда от мрежата.

Почистване и поддръжка

ВНИМАНИЕ! Винаги изключвайте уреда от мрежата преди почистване, тъй като съществува риск от токов удар.

1. Контролерът никога не трябва да бъде изложен на влага или вода. Почиствайте само отоплителния уред.
2. Не перете нагревателния уред в пералня, сушете в центрофуга, сушете в сушилня, извивайте, гладете, нито го носете на химическо чистене.
3. Почистете уреда с влажна кърпа или гъба.
4. Вътрешната облицовка на ботуша може да бъде свалена и изпрана на ръка или в пералня с лека програма с максимална температура 30 °C.
5. Никога не изсушавайте уреда, като го включвате.
6. Използвайте уреда, когато е напълно сух.

Съхранение

1. Винаги оставайте уреда да се охлади преди съхранение. В противен случай може да се

повреди.

2. Сгънете внимателно отоплителния уред, за да избегнете счупване. Никога не подреждайте нищо върху уреда, когато се съхранява.
3. Работете внимателно с захранващи кабели. Не го чупете и увивайте около уреда.
4. Да се съхранява на студено, сухо и безопасно място, недостъпно за деца.

Спецификация:

Напрежение: 220 V - 240 V ~50 Hz

Изходна мощност: 100 W

Можете да изгледите най-новата версия на ръководството оттук: **www.vitalpeak.eu**

LT	NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
-----------	------------------------------

VITALPEAK HP 40 Šildomas batas

Dėkojame, kad įsigijote VITALPEAK

LT

Atsargumo priemonės

1. Atidžiai perskaitykite pateiktus saugos nurodymus.
2. Kad gaminį naudotumėte tinkamai, vadovaukitės naujausia naudojimo instrukcijos versija, pasiekiami adresu www.vitalpeak.info.
3. Niekada nenaudokite prietaiso sulankstyto ir niekada neuždenkite reguliatoriaus.
4. Niekada nenaudokite pažeisto prietaiso (jei pažeistas maitinimo laidas ar kita: sugedusi kainitimo medžiaga ir t. t.).
5. Niekada netaisykite sugedusio prietaiso. Kreipkitės į gamintojų arba parduotuvę, kurioje įsigijote prietaisą.
6. Neįjunkite ir nepradurkite gaminio aštriu daiktu.
7. Jei reguliatorius mirksi, tai reiškia, kad jis tinkamai neprijungtas prie šildomo prietaiso. Išjunkite prietaisą ir patikrinkite reguliatoriaus prijungimą prie šildomo prietaiso.
8. Naudodami prietaisą nuolat jį prižiūrėkite, niekada nepalikite be priežiūros. Prietaisą draudžiama naudoti vaikams arba asmenims, turintiems fizinę, jutimą ir psichinę negalią, neprižiūrint suaugusiųjų, atsakingam už jų saugumą.
9. Nenaudokite prietaiso šalia skylių, kurie gali išsilieti ant gaminio. Taip nutikus, nedelsdami išjunkite prietaisą iš elektros lizdo, nuvalykite jį kaip nuorudta skyriuje „Valymas ir priežiūra“ ir palikite, kad visiškai nudžiūtų.

Gaminio naudojimas

1. Įsitikinkite, kad reguliatorius nustatytas į „0“ šildymo padėtį.
2. Patikrinkite, ar kiekviena dalis tinkamai prijungta – reguliatorius ir šildomas prietaisas turi būti tvirtai sujungti.
3. Įjunkite prietaisą į elektros lizdą.
4. Pasirinkite pageidaujimą šildymo režimą:
0 - Prietaisas išjungtas ir nešildo.
1 - Silpnas šildymas (rekom