




Philips Minicells
Baterie

10/230
Zinc-air

ZA10B6A



Technologie Zinc-air pro naslouchací zařízení nejvyšší kvality

Podává dlouhý výkon v naslouchacích zařízeních

Špičkový výkon

- Spolehlivé pro dlouhodobé dodávání výkonu
- Technologie Zinc-air je navržena pro naslouchací zařízení
- Baterii lze skladovat až 3 roky

Snadné použití

- Barvy usnadňují rozpoznání velikostí baterií
- Rozvodník usnadňuje vyjmutí článku

PHILIPS

Specifikace

Spotřeba

- Typ baterie: Naslouchací zařízení / Zinc-Air
- Napětí baterie: 1,4 V
- Kapacita baterie: max. 90 mAh

Ekologické specifikace

- Těžké kovy: Bez kadmia, Bez olova
- Balicí materiál: Karton, PET
- Typ balení: obal PET

Technické údaje

- Skladovatelnost: 3 roky

Rozměry balení

- Rozměry balení (Š x V x H): 4,95 x 9,5 x 0,5 cm
- Rozměry balení (Š x V x H): 1,9 x 3,7 x 0,2 palců
- Čistá hmotnost: 0,002 kg
- Čistá hmotnost: 0,004 lb
- Hrubá hmotnost: 0,004 kg
- Hrubá hmotnost: 0,009 lb
- Hmotnost obalu: 0,002 kg
- Hmotnost obalu: 0,005 lb
- EAN: 87 10895 91828 2
- Počet zahrnutých výrobků: 6
- Typ balení: Plastikový obal
- Typ umístění políčky: Zavěšení

Vnější obal

- Vnější obal (D x Š x V): 17 x 10,2 x 11,5 cm
- Vnější obal (D x Š x V): 6,7 x 4,0 x 4,5 palců
- Čistá hmotnost: 0,200 kg
- Čistá hmotnost: 0,441 lb
- Hrubá hmotnost: 0,56 kg

- Hrubá hmotnost: 1,235 lb
- Hmotnost obalu: 0,360 kg
- Hmotnost obalu: 0,794 lb
- EAN: 87 10895 92660 7
- Počet spotřebitelských balení: 100

Rozměry

- Vnitřní rozměry krabice (ŠxHxV): 3,2 x 5 x 9,8 cm
- Počet kusů ve velkoobchodním balení: 100
- Vnější rozměry krabice (ŠxHxV): 10,2 x 17 x 11,5 cm
- Rozměry výrobku (Š x H x V): 0,36 x 0,58 cm
- Hmotnost výrobku: 0,0002 kg

Vnitřní krabice

- EAN: 87 10895 92656 0
- Hrubá hmotnost: 0,052 kg
- Hrubá hmotnost: 0,115 lb
- Vnitřní obal (D x Š x V): 5,2 x 3,2 x 9,8 cm
- Vnitřní obal (D x Š x V): 2,0 x 1,3 x 3,9 palců
- Čistá hmotnost: 0,020 kg
- Čistá hmotnost: 0,044 lb
- Počet spotřebitelských balení: 10
- Hmotnost obalu: 0,032 kg
- Hmotnost obalu: 0,071 lb

Rozměry výrobku

- Rozměry výrobku (Š x V x H): 0,2 x 0,8 x 0,8 palců
- Rozměry výrobku (Š x V x H): 0,58 x 2,04 x 2,04 cm
- Hmotnost: 0,002 kg
- Hmotnost: 0,004 lb

Přednosti

Spolehlivý výkon

Při výrobě je používána vynikající technologie, zajišťující spolehlivou a dlouhodobou funkčnost.

Technologie Zinc-air

Technologie Zinc-air pro napájení naslouchacích zařízení.

Usnadňující barevné kódování

K usnadnění rozlišení nejběžnějších velikostí baterií v souladu s průmyslovými standardy používáme barevné kódování pro velikosti baterií.

Snadno otočný rozvodník

V tomto systému balení se používá otočné kolečko, které velmi usnadňuje vyjmutí článku.



Datum vydání 2016-05-22

Verze: 10.0.17

12 NC: 9082 100 05459
EAN: 87 10895 91828 2

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com